Equipamentos de Imagiologia Médica

2021/2022

Teresa Sousa

Aula 12



Imagem por ressonância magnética

Princípios físicos


MRI

fMRI

Magnetic resonance imaging


- Gradientes de campo
- Seleção da região de interesse
- Codificação espacial

Medição de sinal – breve comparação com outros equipamentos



Ao contrário dos restantes equipamento, e graças ao seu sistema de bobinas, a MRI não necessita de um elemento especialmente dedicado à deteção/conversão de sinal.

Sistema de bobinas





Responsável pelo campo magnético principal.

Responsável pela localização de um ponto no espaço – codificação espacial.


Responsável pelo envio do sinal RF.


Informação espacial





Informação espacial






Gradientes de campo magnético

$$\frac{\partial \mathbf{B}_{z}}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{G}_{z}, \ \frac{\partial \mathbf{B}_{z}}{\partial x} = \mathbf{G}_{x}, \ \frac{\partial \mathbf{B}_{z}}{\partial y} = \mathbf{G}_{y}$$

$$B_z = B_0 + zG_z$$

$$\omega_z = \gamma B_z = \gamma (B_0 + zG_z)$$




São necessárias três etapas de codificação espacial de forma a obter uma imagem de RM: seleção de corte/fatia, codificação em fase e codificação em frequência. Cada etapa representa o acionamento de um gradientes em X, Y ou Z.

Seleção de corte/fatia


A ressonância magnética pode adquirir imagens em qualquer orientação.


As fatias coronal, axial ou sagital podem ser produzidas ativando os gradientes y, z ou x, respetivamente.

A orientação mais vantajosa para o auxílio a diagnóstico de cada patologia pode variar.



Seleção de corte/fatia






O impulso RF seletivo é aplicado com uma frequência específica Ws, com uma largura de banda de excitação de $\pm \Delta Ws$.

A magnetização dos protões que possuem uma frequência de precessão dentro da largura de banda muda para o plano transversal, mas o mesmo não acontece para protões com frequências de precessão fora da largura de banda (não são afetados).

Espessura da fatia:
$$T = \frac{2\Delta\omega_s}{\gamma G_{slice}}$$

Seleção de corte/fatia – correção de desfasamento




Os protões dentro da fatia selecionada vão ter uma frequência de precessão variável durante a aplicação do impulso RF devido à espessura da fatia.

O vetor de magnetização será assim reduzido significativamente devido à falta de coerência de fase.

Este desfasamento é revertido pela aplicação de um gradiente de polaridade oposta que irá restabelecer o nível de magnetização na fatia pretendida.


Codificação em fase




Quando o gradiente de codificação em fase é acionado alteramos a fase dos spins de forma proporcional à sua localização.

Assim, um dos eixos do corte fica mapeado em fase. É necessário acionar *n* vezes o gradiente de codificação em fase. Cada vez que é acionado, altera-se a amplitude do gradiente e consequentemente o desfasamento.


Codificação em frequência






No momento da leitura do sinal o gradiente de codificação de frequência é acionado na direção restante. Desta forma, o segundo eixo do corte ficará mapeado em frequência. O gradiente de codificação em frequência também é chamado de gradiente de leitura, uma vez que a seleção da fatia de aquisição é também baseada em codificação em frequência.

Sequência básica de aquisição





Nf: número de pontos adquirido em cada repetição.

Np: número de repetições (tipicamente de 128 a 512).


TR (repetition time): intervalo de tempo entre impulsos RF sucessivos.


Tempo de aquisição de cada fatia - depende do TR e do número de passos aplicados na codificação em fase (Np).

Magnetic resonance imaging

- Espaço K
- Reconstrução da Imagem


Espaço K – matriz de reconstrução





O sinal adquirido corresponde à transformada de Fourier da distribuição de densidade de protões $\rho(x,y)$ nas variáveis de número de onda k_x e k_y .

Espaço K – matriz de reconstrução



Espaço K

Matriz de reconstrução

This is a schematic representation of one of the many MR signals we need in order to create a single image. We sample the amplitude of the signal and put these numbers into a list. This is digitisation.

storing data in k-space


The different samples (numbers) are illustrated here by using different grey-scale values.

We have illustrated the digitisation of just one line in k-space. In fact many MR signals need to be acquired under different imaging conditions. This is why the acquisition of MR data can take some time.

This array of numbers in k-space is sometimes referred to as raw data space. That's just what it is!

Espaço K


Matriz de reconstrução



- Cada coluna do espaço k contém os dados obtidos durante uma etapa de codificação em frequência.
- Cada linha é preenchida repetindo as etapas de codificação em fase.
- Qualquer ponto em particular no espaço
 K contribui para toda a imagem.
- > Qualquer pixel da imagem é derivado de todo o espaço K.
- > O espaço K é simétrico.


O espaço K é um array de dados


cuja transformada inversa de Fourier resulta numa imagem




2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D)

This is it's k-space.









The order of Fourier transforms does not matter

Performing the Fourier transform in one direction sorts out the columns. But the data in the other direction is still encoded.


2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D)







Why use Fourier transforms? There are a lot of pixel values to cope with! That's a lot of calculation. The Fourier transform is a short cut to the correct image data.




do not contain much signal.

However, the row information is still encoded.


2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D) Ky > O espaço K contém as frequências espaciais da imagem MR em cada Higher frequency waves Kx posição do plano xy. are towards the periphery > Os sinais de alta frequência estão na periferia e os sinais de baixa frequência estão no centro. The y and x axes determine the direction of the waves Lower frequency waves are towards the centre

2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D)







2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D)




Filtro passa-alto




2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D)




Filtro passa-baixo



2D IFT (Transformada Inversa de Fourier 2D) - resumo






- > Cada ponto do espaço k contém informações sobre cada pixel na imagem final.
- > Cada pixel da imagem é mapeado para todos os pontos no espaço k.

Sequências de aquisição

Gradient echo (GE)

• Spin echo (SE)

Aspetos gerais



Definição

- > Sequência de eventos que dá origem à imagem por ressonância magnética. Cada sequência é uma combinação de impulsos RF e gradientes de campo.
- > Qualquer que seja o tipo de sequência, os objetivos são favorecer o sinal de um determinado tecido (contraste), o mais rápido possível (velocidade), limitando os artefactos sem alterar a relação sinal/ruído (SNR).

Componentes essenciais

- > Pulso de excitação por RF
- > Gradientes para codificação espacial
- > Leitura de sinal

Parâmetros da sequência


- > TR, TE, ângulo de rotação, campo de visão.
- > Determinam o compromisso entre contraste, resolução espacial e rapidez de aquisição.

Existem mais de 100 sequências diferentes e, para complicar ainda mais, os fabricantes tendem a escolher a sua própria nomenclatura!

Gradient Echo vs. Spin Echo

Dependendo do tipo de **eco** registado existem duas famílias principais de sequências: sequências de **eco de spin** e sequencias de **eco de gradiente**.


Foram desenvolvidas inúmeras variações dentro de cada uma destas famílias, visando essencialmente a diminuição do tempo de aquisição.




Eco vs. FID


Na prática em vez de ser adquirido o sinal FID (que começa a decair logo após a aplicação do impulso RF) é adquirido um eco desse sinal de forma a maximizar a relação sinal-ruído e a resolução espacial.

É também utilizado para correção da componente ruidosa T2+ ou para acelerar a medição.







Gradient Echo (GE)




Etapa 1: aceleração do desfasamento do FID (encurta o processo).


Etapa 2: reversão do desfasamento. É aplicado um gradiente (específico) com a mesma força, mas com polaridade oposta ao gradiente inicial, revertendo o desfasamento e gerando um pequeno eco!






Gradient Echo (GE)





Gradient Echo (GE)



Ângulo para a máxima intensidade de sinal

$$\alpha_{\rm Ernst} = \cos^{-1} {\rm e}^{-\frac{{\rm TR}}{{\rm T}_1}}$$

Intensidade de cada voxel (x, y)

$$I(x,y) \propto \rho(x,y) \frac{\left(1 - e^{-\frac{TR}{T_1}}\right) \sin \alpha}{1 - e^{-\frac{TR}{T_1}} \cos \alpha} e^{-\frac{TE}{T_2^*}}$$

Embora o SNR seja maximizado com FA = 90, isso requer um TR longo para permitir o relaxamento total do T1 e, por sua vez, gera um longo tempo de aquisição da imagem.

Assim, nas sequências GE o ângulo é tipicamente reduzido para menos de 90 graus.

Dependendo da escolha dos parâmetros de aquisição, uma sequência GE, pode ser definida para enfatizar ou "ponderar" a intensidade da imagem de acordo com um ou vários parâmetros de tecido: densidade de protões, T1 ou T2*.


Gradient Echo (GE)


Imaging parameters	Image weighting
$TE \ll T_2{}^{\textstyle\star},$ and either $\alpha \ll \alpha_{Ernst}$ or $TR \gg T_1$ or both	proton density
TE \ll T ₂ *, and either $\alpha \sim \alpha_{Ernst}$ or TR \sim T ₁ or both	T ₁ -weighted
TE>T2*, and either $\alpha \ll \alpha_{Ernst}$ or TR $\gg T_1$ or both	T ₂ *-weighted
TE>T ₂ *, and either $\alpha \sim \alpha_{Ernst}$ or TR~T ₁ or both	mixed T ₁ - and T ₂ *-weighted

As sequências GE permitem uma aquisição de imagem muito rápida. A principal desvantagem é que não permitem que as imagens sejam ponderadas por T2, mas apenas pelo valor de T2*.

Os valores de T2* são tipicamente mais curtos que T2, o que leva não só a intensidades de sinal mais baixas, mas também a que diferenças nos valores de T2 dos tecidos possam estar 'mascaradas' pelo ruído que contribui para T2*. Tecidos com valores T2 bastante diferentes podem ter valores T2* semelhantes.

Spin Echo (SE)






A sequência spin echo é composta por dois impulsos RF: a 90° e 180°.

O impulso aos 180° (em TE/2) compensa para as heterogeneidades de campo (artefactos constantes) para obter um eco ponderado em T2 e não em T2*.

180°

Spin Echo (SE)




(b)


(c)

Spin Echo (SE)


No intervalo de tempo entre os dois impulsos RF vão existir protões a precessar a frequências diferentes devido às não homogeneidades de campo (T2+) e a processes intrínsecos de T2.

O efeito do impulso a 180 graus é reorientar o decaimento T2+ de modo a que a intensidade do sinal de eco adquirido o pulso seja afetada apenas pelos processos T2.






Spin Echo (SE)




$$I(x,y) \propto \rho(x,y) \left(1 - e^{-\frac{TR}{T_1}}\right) e^{-\frac{TE}{T_2}}$$

A imagem resultante de uma sequência SE pode ser ponderada em **T1, T2 ou densidade** de protões (PD).


Contraste, CNR e SNR





Variação do sinal de ressonância magnética em função do TR para a substância branca e cinzenta no cérebro.

Dependência dos contrastes de acordo com as características dos tecidos




A relação entre densidade espectral, J (w), e frequência de precessão (dependente da força do campo magnético) varia consoante a viscosidade do tecido.


A eficiência de T1 (duração) é determinada por estes fatores.

Quanto maior o valor de J (w), mais eficaz é o processo de relaxamento T1 e menor o tempo de relaxamento T1.

Aquisição de múltiplos cortes (fatias)



- > TR e TE são os parâmetros básicos da sequência de aquisição e representam o tempo de repetição e o tempo de eco (tempo desde o centro do pulso de RF até o centro do eco gerado), respetivamente.
- > Um único pulso RF pode ser usado para excitar várias fatias de uma só vez.
- > Isto é possível devido à diferente rapidez entre decaimento T2 (mais rápido) e T1 (mais lento).
- O número máximo de fatias é dado por TR/TE. Na prática, é deixado um pequeno espaço entre as fatias (normalmente 1/10 da espessura da fatia) e são adquiridas de forma intercalada, ou seja, todas as fatias de número ímpar seguidas por todas o número par.



Até sexta!